


# AsepticPRO



**Nie mehr Fehler  
bei der sterilen Probenahme:**

**Mit dem vollautomatischem  
Probenahmesystem von Norit Südmo**

- Sterile Probenahme mit integrierter CIP/SIP-Anbindung
- Einzelprobe und Sammelprobe möglich
- Produktviskositäten bis 1.000 mPas
- Systemdruck bis 10 barÜ
- Sterilisation bis 150°C



**Systemvarianten:**

- Plug&Play mit lokaler Steuerung
- Integration mehrerer Systeme in zentrale Steuerung

**Einfache, sichere und ergonomische Bedienung!**

**Flasche einhängen - Sichern - Probenahme starten**

**Reproduzierbares Ergebnis...**

**...durch vollautomatischen Prozeßablauf**

**Vollständig reinigungsfähig...**

**...durch hygienisches Design und offene Fließquerschnitte**

**Südmo Components GmbH**  
Industriestrasse 7 • D-73469 Riesbürg • Germany  
T +49 9081 8030 • F +49 9081 803 158  
E info@sudmo.de • I www.sudmo.de

Technische Änderungen vorbehalten 03/2008

D 1-2008

**Norit Südmo Units**

**Norit**  
leading in purification

**Südmo**